

Centrífugas



Frontier 5000 Series Multi Pro
Frontier 5000 Series Micro
Frontier 5000 Series Multi
Frontier 5000 Series Mini

Abreviaciones:

ID – identificación automática del rotor
Hi – versión alta velocidad (High Speed)
Vac – Vacutainer
FA – Fondo cónico/Falcon
FB – Fondo plano
RB – Fondo redond
Rim – Fondo conico con faldon
Sar – Sarstedt

Frontier 5000 Series Multi Pro

Centrífugas universales, potentes y versátiles, para prácticamente cualquier aplicación de laboratorio

- Nuestras Centrífugas multiusos ofrecen una plataforma de centrifugado de alta velocidad que se puede personalizar para adaptarse a las necesidades del flujo de trabajo mediante el uso de diferentes rotores y accesorios.
- El diseño intuitivo de las Centrífugas y accesorios permite un acceso sencillo a los ajustes de los parámetros y una rotación rápida entre aplicaciones.
- El rendimiento de estas Centrífugas se basa en su diseño alemán y en componentes de alta calidad para un uso fiable.



Aplicaciones	Separación mediante centrifugado, preparación general de muestras, sedimentación celular, separación de proteínas, separación de ácidos nucleicos, concentración celular, separación química, diagnóstico, preparación de muestras ambientales, procesamiento de muestras sanguíneas
Indicador	Display de LCD (Liquid Crystal Display) con retroiluminación
Función	Diseñada para su uso con diferentes rotores y accesorios
Construcción	Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión con tapa de plástico de policarbonato/ABS
Características del diseño	Diez niveles de aceleración y desaceleración, selección de tiempo de funcionamiento de 10 s a 99 h y 59 min o continuo, rotación rápida, sistema de refrigeración sin CFC, indicación de temperatura de muestras (modelos refrigerados), sistema de bloqueo de tapa, protección contra sobrevelocidad, detección dual de desequilibrios

Modelo	Material Descripción	Código	Precio €
FC5916	Centrífuga Multi Pro FC5916, 16 000 RPM máx. y FCR máx. de 24325 x g	30553036	4900
FC5916R	Centrífuga Multi Pro FC5916R, 16 000 RPM máx. y FCR máx. de 26331 x g, con refrigeración	30553101	7600
FC5816	Centrífuga Multi Pro FC5816, 15 000 RPM máx. y FCR máx. de 21 379 x g	30314816	3915
FC5816R	Centrífuga Multi Pro FC5816R, 16 000 RPM máx. y FCR máx. de 24 325 x g, con refrigeración	30314818	6460
FC5718	Centrífuga Multi Pro FC5718, 18 000 RPM máx. y FCR máx. de 23 542 x g	30314812	3250
FC5718R	Centrífuga Multi Pro FC5718R, 18 000 RPM máx. y FCR máx. de 23 542 x g, con refrigeración	30314814	5245
FC5714	Centrífuga Multi Pro FC5714, 14 000 RPM máx. y FCR máx. de 18 624 x g	30314810	2385

Accesorios

Descripción	Código	Precio €
Rotor, Oscilante, 4x750ml ID Precint (solo FC5916 y FC5916R)	30553085	1240
Cangilón, MTP, 2/paq., V1	30553104	870
Cangilón, MTP, 2/paq., V2	30553119	408
Cangilón, 1x750ml D99mm FB, 2/paq.	30553121	540
Byeja, 1x500ml D96mm FA, 2/paq.	30553124	211
Byeja, 1x250ml D62mm FB, 2/paq., V1	30553125	246
Byeja, 1x175/225ml D61mm FA, 2/paq.	30553126	211
Byeja, 3x100ml D41mm RB, 2/paq.	30553127	246
Byeja, 5x50ml D29mm FA, 2/paq.	30553128	211
Byeja, 5x50ml D29mm FAW/R, 2/paq.	30553129	211
Byeja, 7x50ml D29mm FA, 2/paq.	30553130	246
Byeja, 7x50ml D29mm RB, 2/paq.	30553131	246
Byeja, 8x30ml D26mm RB, 2/paq.	30553132	246
Byeja, 14x15ml D17mm FA, 2/paq.	30553133	211
Byeja, 17x15ml D17mm FA, 2/paq.	30553134	211
Byeja, 18x15ml D17mm RB, 2/paq.	30553135	246
Byeja, 21x10ml D16mm RB, 2/paq.	30553136	246
Byeja, 32x7ml D13mm RB, 2/paq.	30553138	246
Byeja, 27x1.8/7ml D13mm Vac/Sar, 2/paq.	30553139	211
Byeja, 18x4/10ml D16mm Vac/Sar, 2/paq.	30553140	211
Byeja, 38x1.1/1.4ml D8mm Sar, 2/paq.	30559377	211
SopORTE de ayuda para remover Cangilón 30553104	30553105	140,5
Conjunto de tapa para cangilón 30553104 PC, 2/paq.	30553117	186,5
Junta tórica para cangilón 30553104 SIL, 2/paq.	30553118	95,8
Conjunto de tapa para cangilón 30553121 PC, 2/paq.	30553122	140,5
Junta tórica para cangilón 30553121 NBR, 10/paq.	30553123	75,2

Descripción	Código	Precio €
Rotor, Ángulo, 4x500ml, ID (solo FC5916 y FC5916R)	30553086	2455
Adaptador, 1x250ml D60.5mm FA, 2/paq.	30559416	140,5
Adaptador, 1x175/225 ml D61.5mm FA, 2/paq.	30559417	140,5
Adaptador, 1x50ml D29.5mm FA, 2/paq.	30559419	140,5
Adaptador,, 3x50ml D29mm RB, 2/paq.	30559420	140,5
Adaptador, 4x30ml D25.5mm RB, 2/paq.	30559421	140,5
Adaptador, 6x15ml D17mm FA, 2/paq.	30559422	140,5
Adaptador, 1x250ml D61.5mm FB, 2/paq.	30564850	149,5
Rotor, Oscilante, 4x250ml, ID (solo FC5816 y FC5816R)	30314820	910
Bandeja, 8x4-10ml D16mm Vac, 2/paq.	30304367	201
Adaptador, 9x1.5/2.0ml D11mm, 2/paq.	30304368	201
Tapa roscada, Bandeja of 250ml Rotor, 2/paq.	30314901	63
Junta tórica, Bandeja of 250ml Rotor, 10/paq.	30314902	26,6
Bandeja, 1x250ml D62mm FB, 2/paq.	30314903	201
Bandeja, 1x100ml D41mm RB, 2/paq.	30314904	201
Bandeja, 3x50ml D29mm RB, 2/paq.	30314905	201
Bandeja, 3x50ml D29mm FA, 2/paq.	30314906	201
Bandeja, 1x50ml D34mm RB, 2/paq., v3	30314907	201
Bandeja, 2x50ml D29mm Rim, 2/paq.	30314908	201
Bandeja, 1x50ml D29mm Rim, 2/paq., v3	30314909	201
Bandeja, 5x25ml D24.5mm RB, 2/paq.	30314910	201
Bandeja, 3x25ml D24.5mm Rim, 2/paq.	30314911	201
Bandeja, 9x15ml D17mm RB, 2/paq.	30314912	201
Bandeja, 7x15ml D17mm FA, 2/paq.	30314913	201
Bandeja, 7x15ml D17mm Rim, 2/paq.	30314914	201
Bandeja, 8x10ml D16mm RB, 2/paq.	30314915	201
Bandeja, 14x5-7ml D13mm RB, 2/paq.	30314916	201
Bandeja, 10x1.6-7ml D13mm Vac, 2/paq.	30314917	201
Rotor, Oscilante, 16x50ml, ID (solo FC5816 y FC5816R)	30314828	1340
Byeja, 4x50ml D29mm FA, 2/paq.	30304375	228
Byeja, 10x15ml D17mm FA, 2/paq.	30314583	228
Byeja, 14x5-7ml D13mm Vac/Sar, 2/paq.	30314584	228
Byeja, 12x4-10ml D16mm Vac/Sar, 2/paq.	30314585	228
Rotor, Oscilante, 4x100ml, ID (solo FC5714, FC5718 y FC5718R)	30314822	755
Byeja, 1x100ml D46mm RB, 2/paq.	30314842	145,5
Byeja, 1x85ml D38mm RB, 2/paq.	30314843	145,5
Byeja, 1x50ml D34mm RB, 2/paq.	30314844	145,5
Byeja, 1x50ml D29mm RB, 2/paq.	30314845	145,5
Byeja, 1x50ml D29mm FA, 2/paq.	30314846	145,5
Byeja, 1x50ml D29mm Rim, 2/paq.	30314847	145,5
Byeja, 1x30ml D25mm Rim, 2/paq.	30314848	145,5
Byeja, 1x25ml D25mm RB, 2/paq.	30314849	145,5
Byeja, 2x15ml D17mm FA, 2/paq.	30314850	145,5
Byeja, 1x15ml D17mm Rim, 2/paq.	30314851	145,5
Byeja, 7x15ml D17mm RB, 2/paq.	30314852	145,5
Byeja, 9x5-7ml D13mm RB, 2/paq.	30314853	145,5
Byeja, 10x1.5ml D11mm, 2/paq.	30314854	145,5
Byeja, 9x4.5ml D12mm FB, 2/paq.	30314855	145,5
Byeja, 7x5-7ml D13mm RB, 2/paq.	30314856	145,5
Byeja, 7x5-7ml D13mm Vac, 2/paq.	30314857	145,5
Byeja, 5x4-10ml D16mm Sar, 2/paq.	30314858	145,5
Rotor, Oscilante, 4x100ml, ID, Precint (solo FC5714, FC5718 y FC5718R)	30314823	635
Cangilón, 100ml w/o Cap, 2/paq.	30314860	162
Cangilón, 100ml w/ Cap, Precint, 2/paq.	30314861	186
Tapa roscada, 100ml Cangilón, Precint, 2/paq.	30314862	55,4
Junta tórica, 100ml Cangilón, Precint, 10/paq.	30314863	22
Byeja, 1x100ml D40mm RB, 2/paq.	30314864	130
Byeja, 1x85ml D38mm RB, 2/paq., v2	30314865	130
Byeja, 1x50ml D34mm RB, 2/paq., v2	30314866	130
Byeja, 1x50ml D29mm RB, 2/paq., v2	30314867	130
Byeja, 1x50ml D29mm FA, 2/paq., v	30314868	130
Byeja, 1x50ml D29mm Rim, 2/paq., v2	30314869	130
Byeja, 1x30ml D25mm Rim, 2/paq., v2	30314870	130
Byeja, 1x25ml D25mm RB, 2/paq., v2	30314871	130
Byeja, 1x15ml D17mm FA, 2/paq.	30314872	130
Byeja, 2x15ml D17mm FA, 2/paq., v2	30314873	130

Descripción	Código	Precio €
Byeja, 2x15ml D17mm Rim, 2/paq.	30314874	130
Byeja, 4x15ml D17mm RB, 2/paq.	30314875	130
Byeja, 7x5-7ml D13mm RB, 2/paq., v2	30314876	130
Byeja, 5x1.5ml D11mm, 2/paq.	30314877	130
Byeja, 3x10ml D17mm Sar, 2/paq.	30314878	157,5
Byeja, 4x5-7ml D13mm RB, 2/paq.	30314879	130
Byeja, 4x10ml D17mm Vac, 2/paq.	30314880	130
Cangilón, 2x50ml D29mm FA, w/ Byeja, 2/paq.	30314881	213
Cangilón, 3x15ml D17mm FA, w/ Byeja, 2/paq.	30314882	181
Rotor, Oscilante, 2x3MTP, w/cangilón, ID	30314824	1100
Cangilón, 3xMTP, 2/paq.	30314890	383
Adaptador, 48x1.5/2.0ml D11mm, 2/paq.	30314891	347
Rotor, Ángulo, 6x250ml FB, ID (solo FC5816, FC5816R, FC5916 y FC5916R)	30314821	2225
Adaptador, 15x1.5/2.0ml, D11mm, MTB, 2/paq.	30559412	156
Adaptador, 1x250ml, D60mm, FA, 3/paq.	30559413	234
Adaptador, 1x175/225ml, D61mm, FA, 2/paq.	30559414	156
Adaptador, 8x1.5ml D11mm, 2/paq.	30304369	156,5
Adaptador, 5x10ml D16mm RB, 2/paq.	30304370	156,5
Adaptador, 4x15ml D17mm FA, 2/paq.	30304371	156,5
Adaptador, 2x30ml D26mm RB, 2/paq.	30304372	156,5
Adaptador, 1x50ml D29mm RB, 2/paq.	30304373	156,5
Adaptador, 1x50ml D30mm FA, 2/paq.	30304374	156,5
Rotor, Ángulo, 6x85ml RB, ID (solo FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R, FC5916 y FC5916R)	30314826	1305
Adaptador, 1x15ml D17mm RB, 2/paq.	30314893	79,8
Adaptador, 1x30ml D25mm RB, 2/paq.	30314894	79,8
Adaptador, 1x50ml D29mm RB, 2/paq., v2	30314895	79,8
Adaptador, 1x50ml D29mm FA, 2/paq.	30314896	79,8
Adaptador, 1x15ml D17mm FA, 2/paq.	30314897	79,8
Adapter, 2x15ml D17mm RB, 2/paq.	30314898	79,8
Adapter, 1x16ml D18mm RB, 2/paq.	30314899	79,8
Rotor, Ángulo, 10x50ml FA, ID (solo FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R, FC5916 y FC5916R)	30314829	1595
Adapter, 1x1.5/2.0ml D11mm, 6/paq.	30130886	69,1
Adapter, 1x7ml D13.5mm RB, 2/paq.	30130889	42,5
Adapter, 1x5ml D13.5mm, 2/paq.	30130890	37,2
Adaptor, 1x15ml D17mm RB, 2/paq, V2	30472300	68
Adaptor, 1x15ml D17mm FA, 2/paq, V2	30472307	68
Rotor, Ángulo, 4x85ml RB, ID, HI (solo FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R, FC5916 y FC5916R)	30314827	1290
Adaptador, 1x15ml D17mm RB, 2/paq.	30314893	79,8
Adaptador, 1x30ml D25mm RB, 2/paq.	30314894	79,8
Adaptador, 1x50ml D29mm RB, 2/paq., v2	30314895	79,8
Adaptador, 1x50ml D29mm FA, 2/paq.	30314896	79,8
Adaptador, 1x15ml D17mm FA, 2/paq.	30314897	79,8
Adaptador, 2x15ml D17mm RB, 2/paq.	30314898	79,8
Adaptador, 1x16ml D18mm RB, 2/paq.	30314899	79,8
Rotor, Ángulo, 6x50ml RB, ID, HI (solo FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R, FC5916 y FC5916R)	30314831	1170
Adaptador, 1x30ml D26mm, 2/paq.	30130891	87,2
Adaptador, 1x16ml D18mm, 2/paq.	30130892	87,2
Adaptador, 1x15ml D17mm, 2/paq.	30130893	87,2
Adaptador, 1x15ml D17.5mm FA, 2/paq.	30314892	87,2
Rotor, Ángulo, 20x10ml RB, ID, HI(solo FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R, FC5916 yFC5916	30314833	1275
Rotor, Ángulo, 44x1.5/2.0ml, ID (solo FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R, FC5916 y FC5916R)	30314835	735
Adaptador, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/paq.	30130884	35,2
Adaptador, 1x0.5ml D8mm, 6/paq.	30130885	35,2
Rotor, Ángulo, 30x1.5/2.0ml, ID, Precint (solo FC5714, FC5718, FC5718R, FC5916 y FC5916R)	30314836	835
Adaptador, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/paq.	30130884	35,2
Adaptador, 1x0.5ml D8mm, 6/paq.	30130885	35,2
Rotor, Ángulo, 30x15ml RB/FA, ID (solo FC5714, FC5718, FC5718R, FC5816 y FC5816R)	30314832	905
Adaptador, 1x1.5/2.0ml D11mm, 6/paq.	30130886	69,1
Adaptador, 1x7ml D13.5mm RB, 2/paq.	30130889	42,5
Adaptador, 1x5ml D13.5mm, 2/paq.	30130890	37,2
Rotor, Ángulo, 24x1.5/2.0ml, ID, BIOSEALS	30304361	680
Adaptador, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/paq.	30130884	35,2
Adaptador, 1x0.5ml D8mm, 6/paq.	30130885	35,2
Rotor, Ángulo, 24x1.5/2.0ml, ID	30314838	489
Adaptador, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/paq.	30130884	35,2
Adaptador, 1x0.5ml D8mm, 6/paq.	30130885	35,2

Descripción	Código	Precio €
Rotor, Ángulo, 6x85ml RB, ID, Hi (FC5718 y FC5718R solo)	30314825	1500
Adapter, 1x15ml D17mm RB, 2/paq.	30314893	79,8
Adapter, 1x30ml D25mm RB, 2/paq.	30314894	79,8
Adapter, 1x50ml D29mm RB, 2/paq., v2	30314895	79,8
Adapter, 1x50ml D29mm FA, 2/paq.	30314896	79,8
Adapter, 1x15ml D17mm FA, 2/paq.	30314897	79,8
Adapter, 2x15ml D17mm RB, 2/paq.	30314898	79,8
Adapter, 1x16ml D18mm RB, 2/paq.	30314899	79,8
Rotor, Ángulo, 6x50ml RB/FA, ID (FC5714, FC5718, y FC5718R solo)	30314830	550
Adapter, 1x1.5/2.0ml D11mm, 6/paq.	30130886	69,1
Adapter, 1x7ml D13.5mm RB, 2/paq.	30130889	42,5
Adapter, 1x5ml D13.5mm, 2/paq.	30130890	37,2
Adapter, 1x30ml D26mm, 2/paq.	30130891	87,2
Adapter, 1x16ml D18mm, 2/paq.	30130892	87,2
Adapter, 1x15ml D17mm, 2/paq.	30130893	87,2
Adapter, 1x15ml D17mm RB/FA, 2/paq., v2	30130894	60,6
Rotor, Ángulo, 12x15ml RB/FA, ID (FC5714, FC5718, y FC5718R solo)	30314834	560
Adapter, 1x1.5/2.0ml D11mm, 6/paq.	30130886	69,1
Adapter, 1x7ml D13.5mm RB, 2/paq.	30130889	42,5
Adapter, 1x5ml D13.5mm, 2/paq.	30130890	37,2
Rotor, Ángulo, 12x1.5/2.0ml, ID (FC5718 y FC5718R solo)	30314839	790
Adapter, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/paq.	30130884	35,2
Adapter, 1x0.5ml D8mm, 6/paq.	30130885	35,2
Adapter, 1x1.5ml for over16000xg, 6/paq.	30314900	55,3
Rotor, Ángulo, 64x0.5ml, ID (FC5718 y FC5718R solo)	30314840	800
Rotor, Ángulo, 4x8-w PCR Strip, ID (solo FC5718, FC5718R, FC5916 y FC5916R)	30314841	1145

Frontier 5000 Series Micro

Las microcentrifugas de sobremesa confiables, ideales para aplicaciones de laboratorio de alta velocidad

- Las microcentrifugas de Frontier ofrecen un rotor para microtubos de 1.5/2ml con opción de biocontención. Las opciones de rotor adicionales admiten microtubos de 5ml, columnas de centrifugación, tiras de PCR y tubos capilares de hematocrito.
- Las centrifugas Frontier™, diseñadas para facilitar la operación, cuentan con un control cómodo a través de una interfaz intuitiva que permite una funcionamiento eficiente, incluso cuando se usan guantes.
- Las microcentrifugas de Frontier incluyen todas sus funciones en un pequeño espacio, el cual es muy valioso en la mesa de trabajo del laboratorio.



FC5513



FC5515

Aplicaciones	Centrifugado
Indicador	LCD con retroiluminación, dos líneas
Alimentación	Corriente AC (incluida)
Construcción	Motor sin escobillas silencioso, tamaño reducido
Características del diseño	Alto rendimiento de muestras, control múltiple de seguridad, función de programas personales

Modelo	Material Descripción	Código	Precio €
FC5515	Microcentrifuga FC5515, 15 200 RPM máx. y FCR máx. de 21 953 x g	30130866	1835
FC5515R	Microcentrifuga FC5515R, 15 200 RPM máx. y FCR máx. de 21 953 x g, con refrigeración	30130868	4200
FC5513	Microcentrifuga FC5513, 13500 RPM máx. y FCR máx. de 17317 x g	30393187	1290
FC5513-K	Kit Microcentrifuga FC5513, 13500 RPM máx. y FCR máx. de 17317 x g, con rotor en ángulo de 24x1.5/2.0ml	30370691	1415

Accesorios

Descripción	Código	Precio €
Ángulo rotor 24 x 1.5/2.0ml tubos (solo FC5515 y FC5515R)	30130870	379
Adaptador para 0.2/0.4ml tubos, diámetro 6mm (6 pcs.)	30130884	35,2
Adaptador para 0.5ml tubos, diámetro 8mm (6 pcs.)	30130885	35,2
Ángulo rotor 24 x 1.5/2.0ml, BIOSEALS (solo FC5515 y FC5515R)	30130871	510
Adaptador para 0.2/0.4ml tubos, diámetro 6mm (6 pcs.)	30130884	35,2
Adaptador para 0.5ml tubos, diámetro 8mm (6 pcs.)	30130885	35,2
Ángulo rotor 30 x 1.5/2.0ml, Precint (solo FC5515 y FC5515R)	30130872	680
Adaptador para 0.2/0.4ml tubos, diámetro 6mm (6 pcs.)	30130884	35,2
Adaptador para 0.5ml tubos, diámetro 8mm (6 pcs.)	30130885	35,2
Ángulo rotor 44 x 1.5/2.0ml (solo FC5515 y FC5515R)	30130879	550
Adaptador para 0.2/0.4ml tubos, diámetro 6mm (6 pcs.)	30130884	35,2
Adaptador para 0.5ml tubos, diámetro 8mm (6 pcs.)	30130885	35,2
Ángulo rotor 12 x 5ml, Precint (solo FC5515 y FC5515R)	30130873	765
Adaptador para 1.5/2.0ml tubos, diámetro 11mm (6 pcs.)	30130886	69,1
Adaptador para 1.0ml Cryo, diámetro 12.6mm (6 pcs.)	30130887	110,5
Adaptador para 1.8ml Cryo, diámetro 12.6mm (6 pcs.)	30130888	110,5
Ángulo rotor 4 x 8 tube PCR-strips (solo FC5515 y FC5515R)	30130874	895
Hematocrit rotor, 24 x capillaries (solamente FC5515)	30130881	327
Rotor, Angle, 24 x 1.5/2.0ml (solo FC5513 y FC5513-K)	30472301	173,5
Adapter, 1 x 0.5ml D8 mm, 6/pk	30130885	35,2
Adapter, 1 x 0.2/0.4ml D6 mm, 6/pk	30130884	35,2
Rotor, Angle, 24 x 1.5/2.0ml, BIOSEALS, V2 (solo FC5513 y FC5513-K)	30472302	245
Adapter, 1 x 0.5ml D8 mm, 6/pk	30130885	35,2
Adapter, 1 x 0.2/0.4ml D6 mm, 6/pk	30130884	35,2
Rotor, Angle, 18 x 2ml SC (solo FC5513 y FC5513-K)	30472303	208
Rotor, Hematocrit, 24 x Capillaries, V2 (solo FC5513 y FC5513-K)	30472304	360

Frontier 5000 Series Multi

Las centrifugas multifunción confiables y compactas, ideales para aplicaciones generales de laboratorio

- Las centrifugas Multi Frontier™, diseñadas para facilitar la operación, cuentan con un control cómodo a través de una interfaz intuitiva que permite un funcionamiento eficiente, incluso cuando se usan guantes.
- Las centrifugas múltiples Frontier™ soportan tubos estándares de 50 y 15 ml, incluso tubos de sangre comunes. Cuando se utilizan con accesorios, los rotores pueden adaptarse a tamaños tan pequeños como 1,5 ml.
- Las centrifugas múltiples Frontier™ incluyen todas sus funciones en un pequeño espacio, el cual es muy valioso en la mesa de trabajo del laboratorio.

Aplicaciones	Centrifugado
Indicador	LCD con retroiluminación, dos líneas
Alimentación	Corriente AC (incluida)
Construcción	Motor sin escobillas silencioso, tamaño reducido
Características del diseño	Un diseño que permite una instalación sencilla



FC5707



FC5706

Modelo	Material Descripción	Código	Precio €
FC5706	Centrífuga multifunción FC5706, 6000 RPM máx. y FCR máx. de 4427 x g	30130875	1265
FC5706-K	Kit para centrífuga multifunción FC5706, 6000 RPM máx. y FCR máx. de 4427 x g, con rotor en ángulo de 12 x 15ml	30332131	1430
FC5707-K	Kit para centrífuga multifunción FC5707, 6800 RPM máx. y FCR máx. de 4445 x g, con rotor en ángulo de 8 x 15ml	30393189	1055

Accesorios

Descripción	Código	Precio €
Oscilante rotor 6 x 5ml RB (solo FC5706 y FC5706-K)	30130880	342
Cangilóns para Oscilante rotor (2 pcs.)	30130895	35,2
Ángulo rotor 12 x 15ml RB/FA (solo FC5706 y FC5706-K)	30130877	289
Adaptador para 1.5/2.0ml tubos, diámetro 11mm (6 pcs.)	30130886	69,1
Adaptador para 7ml tubos, diámetro 13.5mm (2 pcs.)	30130889	42,5
Adaptador para 5ml tubos, diámetro 13.5mm (2 pcs.)	30130890	37,2
Ángulo rotor 6 x 50ml (solo FC5706 y FC5706-K)	30130878	510
Adaptador para 30ml tubos, diámetro 26mm (2 pcs.)	30130891	87,2
Adaptador para 16ml tubos, diámetro 18mm (2 pcs.)	30130892	87,2
Adaptador para 15ml RB/FA tubos, diámetro 17mm (2 pcs.)	30130894	60,6
Adaptador para 15ml tubos, diámetro 17mm (2 pcs.)	30130893	87,2
Ángulo rotor 8 x 15ml RB o 4 x 15ml FA (solamente FC5707-K)	30472305	216
Adapter, 1 x 7ml D13.5 mm RB, 2/pk	30130889	42,5
Adapter, 1 x 5ml D13.5 mm RB, 2/pk	30130890	37,2
Adapter, 1 x 1.5/2.0ml D11 mm, 6/pk	30130886	69,1

Frontier 5000 Series Mini

Minicentrífuga potente y práctica para aplicaciones de separación sencillas y rápidas en el campo de las ciencias biológicas!

- Con una entrada de corriente de bajo voltaje, un motor sin escobillas silencioso y una base de goma que absorbe las vibraciones, la Frontier 5306 minimiza el ruido derivado del funcionamiento de la unidad y reduce las perturbaciones en el laboratorio.
- La Frontier 5306 se ha diseñado teniendo en cuenta la seguridad del operario, e incluye un sensor de desequilibrio de los rotores y dos interruptores de seguridad que detienen inmediatamente el funcionamiento de los rotores si se abre la tapa durante su uso
- La Frontier 5306 lleva el funcionamiento sencillo en un único paso a un nuevo nivel. Solo tiene que colocar la muestra en la Centrífuga, cerrar la tapa, y la unidad empezará a girar sin necesidad de pulsar una sola tecla



Aplicaciones	Centrifugado
Alimentación	Corriente AC (incluida)
Construcción	Motor sin escobillas silencioso, tamaño reducido
Características del diseño	Funcionamiento con un solo toque

Modelo	Material Descripción	Código	Precio €
FC5306	Minicentrífuga FC5306 con dos rotores incorporados, 6000 RPM máx. y FCR máx. de 2000 x g	30134156	184

Accesorios

Descripción	Código	Precio €
Ángulo rotor 4 x 8 tube PCR-strips	30129560	22,8
Ángulo rotor 8 x 1.5/2.0ml	30129559	23,4
Adaptadores para 0.2ml tubos (8 pcs.)	30129561	29,8
Adaptadores para 0.5ml tubos (8 pcs.)	30129562	29,8

